















1DAYディスプレイザブルタイプ比較表

メーカー	日本アルコン	日本アルコン	ジョンソン&ジョンソン	ボシュロム
商品名	デイリーズ トータルワン	プレシジョンワン	1day ACV オアシス	アクアロックス ワンデーUV シン
1箱30枚入				
パワー	-0.50~-6.00 (0.25step) -6.50~-12.00 (0.50step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +6.00 (0.25step)
BC	8.5 8.8	8.3 8.7 (+レンズはBC8.3のみ)	9.0 8.5 (+レンズはBC9.0のみ)	8.6
直径	14.1	14.2	14.3	14.2
含水率	33%	51%	38%	55%
中心厚	0.09	0.09	0.085	0.08
レンズ色	ライトブルー	ライトブルー	ブルー	ライトブルー
酸素透過率	156	100	121	134
レンズ素材	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル
UVカット	×	○	○	○




1DAYディスプレイザブルタイプ比較表

メーカー	ボシュロム	シード (32枚)	シード (32枚)	ジョンソン&ジョンソン	ロート
商品名	バイオトゥルー	ワンデーピュア うるおいプラス	ワンデーピュア View Support	1day ACV モイスト	フレッシュビュー リッチモイスト
1箱30枚入			 +0.50の低加入レンズ		 在庫有
パワー	-0.25 ~ -6.50 (0.25step) -7.00 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +6.00 (0.25step)	+8.00~+5.50(0.50step) +5.00~+0.50(0.25step) ±0.00 -0.50~-6.00(0.25step) -6.50~-16.00(0.50step)	+5.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-12.00 (0.50step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step)
BC	8.6	8.8	8.8	9.0 8.5 (+レンズはBC9.0のみ)	8.6
直径	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2
含水率	78%	58%	58%	58%	58%
中心厚	0.1	0.07	0.07	0.084	0.08
レンズ色	ライトブルー	ブルー	ブルー	ブルー	ティントブルー
酸素透過率	42	42.9	42.9	33.3	25
レンズ素材	ハイパージェル	SIB	SIB	2-HEMA	2-HEMA
UVカット	○	○	○	○	○




2weekディスプレイザブルタイプ比較表

	アキュビュー オアシス	TOTAL 14	2Week フレッシュビューS	アクアロックス	フレッシュフィット コンフォートモイスト
メーカー	ジョンソン&ジョンソン	日本アルコン	ロート製薬	ボシュロム	ボシュロム
1箱6枚入			 在庫有	 在庫有	 在庫有
ベースカーブ	8.8 / 8.4	8.7	8.8	8.7	8.6
パワー	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.25 ~ -8.00 (0.25step) -8.50 ~ -12.00 (0.50step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step)
直径	14.0	14.2	14.1	14.2	14.0
含水率	38%	55%	50%	46%	36%
中心厚	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07
酸素透過率	147	154	114	163	130
レンズカラー	ブルー	ライトグリーン	ティントブルー	ライトブルー	ライトブルー
レンズ素材	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル
UVカット	○	○	○	×	×
ケア用品	-	-	2箱購入でケア用品	2箱購入でケア用品	-





2weekディスプレイザブルタイプ比較表

	2week ピュア うるおいプラス	2week ピュア UP 特注 強度近視・強度遠視用	メダリストⅡ
メーカー	シード	シード	ボシュロム
1箱6枚入			
ベースカーブ	8.6	8.6	8.6
パワー	+5.00 ~ +0.50(0.25step) ±0.00 -0.50 ~ -6.00(0.25step) -6.50 ~ -16.00(0.50step)	+10.00 ~ +5.50 (0.50step) -17.00 ~ -24.00 (1.00step)	-0.25 ~ -6.50 (0.25step) -7.00 ~ -9.00 (0.50step)
直径	13.8 / 14.2	14.2	14.2
含水率	58%	58%	59%
中心厚	0.09	0.09	0.14
酸素透過率	33.3	33.3	15.7
レンズカラー	ブルー	ブルー	ライトブルー
レンズ素材	SIB	SIB	2-HEMA
UVカット	○	○	×
ケア用品	お得なセット有	—	—

乱視用2週間タイプ

	オアシス 乱視用	2week フレッシュビューS	メダリスト66トリック
メーカー	ジョンソン&ジョンソン	ロート製薬	ボシュロム
1箱6枚入			
ベースカーブ	8. 6	8. 7	8. 5
パワー	±0.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-9.00 (0.50step)	±0.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-10.00 (0.50step)	±0.00~-5.00 (0.25step) -5.50~-9.00 (0.50step)
乱視度数	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 (C-2.25 は AX 60° 120° なし)	-0.75 -1.25 -1.75	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -2.75
乱視軸	10° 20° 60° 90° 120° 160° 170° 180°	20° 90° 160° 180°	10° 20° 80° 90° 100° 160° 170° 180°
直径	14. 5	14. 5	14. 5
含水率	38%	50%	66%
酸素透過率	129	65	16.4
レンズカラー	ブルー	ティントブルー	ライトブルー
レンズ素材	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	2-HEMA
UVカット	○	○	×
ケア用品	-	2箱購入でケア用品	-



乱視用1dayタイプ

	プレジジョンワン 乱視用	ワンデーアキュビュー モイスト乱視用			ワンデーピュア うるおいプラス 乱視用	バイオトゥルーワンデー 乱視用
メーカー	日本アルコン	ジョンソンエンドジョンソン			シード	ボッシュロム
1箱30枚入					32枚入 	
ベースカーブ	8.5	8.5			8.8	8.4
パワー	+4.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-8.00 (0.50step)	+0.25 ~ + 4.00 (0.25step)	±0.00~-6.00 (0.25step)	-6.50~-9.00 (0.50step)	+2.00~-6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step)
乱視度数	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	-0.75 -1.25 -1.75	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 <small>(-2.25は20° 90° 160° 180°のみ)</small>	-0.75 -1.25 -1.75	-0.75 -1.25 -1.75 <small>(CLY-1.75は180°のみ)</small>	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25
乱視軸	180° 90° 20° 160° <small>(90° C-2.25は±0.00~-6.00) (20° 160° は±0.00~-8.00)</small>	90° 180°	10° 20° 60° 80° 90° 100° 120° 160° 170° 180° <small>(c-2.25は20° 90° 160° 180°のみ)</small>	10° 20° 90° 160° 170° 180°	20° 90° 160 180° <small>(+レンズは 90° 180°のみ)</small>	20° 90° 160° 180°
直径	14.5	14.5			14.2	14.5
含水率	51%	58%			58%	78%
酸素透過率	90	31.1			27.3	42
レンズカラー	ライトブルー	ブルー			ブルー	ライトブルー
レンズ素材	II (高含水非イオン性)	2-HEMA			SIB	ハイパージェル
UVカット	○	○			○	○

遠近両用レンズ比較表

	2weekタイプ		1DAYタイプ		
	エアオプティクス HG 遠近両用	アクアロックス 遠近両用	デイリーズトータルワン 遠近両用	デイリーズアキュア コンフォートプラス マルチフォーカル	ワンデーピュア View Support
メーカー	日本アルコン	ボシュロム	日本アルコン	日本アルコン	シード
1箱6枚入					 32枚
ベースカーブ	8.6	8.5	8.5	8.7	8.8
パワー	+5.00 ~ -10.00 (0.25step)	+6.00~-4.50 (0.50step) +4.00~-7.00 (0.25step) -7.50~-10.0 (0.50step)	+5.00~-10.00 (0.25step)	+5.00~-10.00 (0.25step)	+5.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-12.00(0.50step)
加入度数	LOW(+1.25) MED(+2.00) HIGH(+2.50)	Low(~+1.50) High(~+2.50)	LO / MED / HI (+1.25) (+2.00) (+2.50)	LO / MED / HI (+1.25) (+2.00) (+2.50)	add +0.50
直径	14.2	14.2	14.1	14.0	14.2
含水率	33%	46%	33%	69%	58%
酸素透過率	138	163	156	26.0	42.9
マーキング	-	-	-	-	あり
レンズカラー	ライトブルー	-	ライトブルー	ライトブルー	ブルー
レンズ素材	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	PVA	SIB
UVカット	×	×	×	×	○
特徴					

1dayサークルレンズ

商品名	ワンデーアキュビュー ディファイン モイスト	ワンデーアキュビュー ディファイン モイスト フレッシュシリーズ
メーカー	ジョンソンエンドジョンソン	ジョンソンエンドジョンソン
レンズ色	 シック スウィート ブライト チャーム スタイル シヤイン スタイル	 フレッシュ グレーゼル フレッシュ ヘーゼル
1箱枚数	30枚入	30枚入
ベースカーブ	8.5	8.5
パワー	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step) ±0.00 +0.50 +1.00	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step) ±0.00
直径	14.2	14.2
着色部内径	6.4 6.9 6.7 6.5 6.2 6.6 8.7	5.54
着色部外形	12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 12.7 12.5	13.01
含水率	58%	58%
酸素透過率	33.3	33.3
レンズ素材	2-HEMA	2-HEMA
UVカット	○	○