














1DAYディスプレイザブルタイプ比較表

メーカー	日本アルコン	日本アルコン	ジョンソン&ジョンソン	ボシュロム
商品名	デイリーズ トータルワン	プレシジョンワン	1day ACV オアシス	アクアロックス ワンデーUV シン
1箱30枚入				
パワー	-0.50~-6.00 (0.25step) -6.50~-12.00 (0.50step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +6.00 (0.25step)
BC	8.5 8.8	8.3 8.7 (+レンズはBC8.3のみ)	9.0 8.5 (+レンズはBC9.0のみ)	8.6
直径	14.1	14.2	14.3	14.2
含水率	33%	51%	38%	55%
中心厚	0.09	0.09	0.085	0.08
レンズ色	ライトブルー	ライトブルー	ブルー	ライトブルー
酸素透過率	156	100	121	134
レンズ素材	シリコーンハイドロゲル	シリコーンハイドロゲル	シリコーンハイドロゲル	シリコーンハイドロゲル
UVカット	×	○	○	○

1DAYディスプレイザブルタイプ比較表

メーカー	ボシュロム	シード (32枚)	シード (32枚)	ジョンソン & ジョンソン	ロート
商品名	バイオトゥルー	ワンデーピュア うるおいプラス	ワンデーピュア View Support	1day ACV モイスト	フレッシュビュー リッチモイスト
1箱30枚入			 +0.50の低加入レンズ		 在庫有
パワー	-0.25 ~ -6.50 (0.25step) -7.00 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +6.00 (0.25step)	+8.00~+5.50(0.50step) +5.00~+0.50(0.25step) ±0.00 -0.50~-6.00(0.25step) -6.50~-16.00(0.50step)	+5.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-12.00 (0.50step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step)
BC	8.6	8.8	8.8	9.0 8.5 (+レンズはBC9.0のみ)	8.6
直径	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2
含水率	78%	58%	58%	58%	58%
中心厚	0.1	0.07	0.07	0.084	0.08
レンズ色	ライトブルー	ブルー	ブルー	ライトブルー	ティントブルー
酸素透過率	42	42.9	42.9	33.3	25
レンズ素材	ハイパージェル	SIB	SIB	2-HEMA	2-HEMA
UVカット	○	○	○	○	○





2weekディスプレイザブルタイプ比較表

	アキュビュー オアシス	TOTAL 14	2Week フレッシュビューS	アクアロックス
メーカー	ジョンソン&ジョンソン	日本アルコン	ロート製薬	ボシュロム
1箱6枚入			 在庫有	
ベースカーブ	8.8 / 8.4	8.7	8.8	8.7
パワー	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step)	-0.25 ~ -8.00 (0.25step) -8.50 ~ -12.00 (0.50step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step)	-0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step)
直径	14.0	14.2	14.1	14.2
含水率	38%	55%	50%	46%
中心厚	0.07	0.08	0.08	0.07
酸素透過率	147	154	114	163
レンズカラー	ブルー	ライトグリーン	ティントブルー	ライトブルー
レンズ素材	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル	シリコンハイドロゲル
UVカット	○	○	○	×
ケア用品	-	-	2箱購入でケア用品	2箱購入でケア用品






2weekディスプレイザブルタイプ比較表

	2week ピュア うるおいプラス	2week ピュア UP 特注 強度近視・強度遠視用	バイオフィニィXR 強度近視・強度遠視 対応レン ズ
メーカー	シード	シード	クーパービジョン
1箱6枚入			
ベースカーブ	8.6	8.6	8.6
パワー	+5.00 ~ +0.50(0.25step) ±0.00 -0.50 ~ -6.00(0.25step) -6.50 ~ -16.00(0.50step)	+10.00 ~ +5.50 (0.50step) -17.00 ~ -24.00 (1.00step)	+8.50 ~ +15.00 (0.50step) -12.50 ~ -20.00 (0.50step)
直径	13.8 / 14.2	14.2	14.0
含水率	58%	58%	48%
中心厚	0.09	0.09	0.08
酸素透過率	33.3	33.3	160
レンズカラー	ライトブルー	ライトブルー	アクアブルー
レンズ素材	SIB	SIB	シリコーンハイドロゲル
UVカット	○	○	×
ケア用品	お得なセット有	—	—



乱視用1dayタイプ

	プレジジョンワン 乱視用	ワンデーアキュビュー モイスト乱視用			ワンデーピュア うるおいプラス 乱視用	バイオトゥルーワンデー 乱視用
メーカー	日本アルコン	ジョンソンエンドジョンソン			シード	ボシュロム
1箱30枚入					32枚入 	
ベースカーブ	8.5	8.5			8.8	8.4
パワー	+4.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-8.00 (0.50step)	+0.25 ~ + 4.00 (0.25step)	±0.00~-6.00 (0.25step)	-6.50~-9.00 (0.50step)	+2.00~-6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step)	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step)
乱視度数	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	-0.75 -1.25 -1.75	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 (-2.25は20° 90° 160° 180°のみ)	-0.75 -1.25 -1.75	-0.75 -1.25 -1.75 (CLY-1.75は180°のみ)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25
乱視軸	180° 90° 20° 160° (90° C-2.25は±0.00~-6.00) (20° 160° は±0.00~-8.00)	90° 180°	10° 20° 60° 80° 90° 100° 120° 160° 170° 180° (c-2.25は20° 90° 160° 180°のみ)	10° 20° 90° 160° 170° 180°	20° 90° 160 180° (+レンズは 90° 180°のみ)	20° 90° 160° 180°
直径	14.5	14.5			14.2	14.5
含水率	51%	58%			58%	78%
酸素透過率	90	31.1			27.3	42
レンズカラー	ライトブルー	ブルー			ブルー	ライトブルー
レンズ素材	シリコーンハイドロゲル	2-HEMA			SIB	ハイパージェル
UVカット	○	○			○	○







乱視用2週間タイプ

	オアシス 乱視用	TOTAL 14 乱視用	エアオプティクス 乱視用	2week フレッシュビューS	アクアロックス 乱視用	メダリスト66トリック
メーカー	ジョンソン&ジョンソン	日本アルコン	日本アルコン	ロート製薬	ボシュロム	ボシュロム
1箱6枚入						
ベースカーブ	8.6	8.6	8.7	8.7	8.6	8.5
パワー	±0.00～-6.00 (0.25step) -6.50～-9.00 (0.50step)	±0.00～-6.00 (0.25step) -6.50～-8.00 (0.50step)	+6.00～-6.00 (0.25step) -6.50～-10.00 (0.50step)	±0.00～-6.00 (0.25step) -6.50～-10.00 (0.50step)	±0.00～-6.00 (0.25step) -6.50～-8.00 (0.50step)	±0.00～-5.00 (0.25step) -5.50～-9.00 (0.50step)
乱視度数	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 (C-2.25 は AX 60° 120° なし)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	-0.75 -1.25 -1.75	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -2.75	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -2.75
乱視軸	10° 20° 60° 90° 120° 160° 170° 180°	20° 90° 160° 180° C -2.25D は 180° 90° のみ	20° 90° 160° 180° C -2.25D は 180° 90° のみ	20° 90° 160° 180°	20° 90° 160° 180°	10° 20° 80° 90° 100° 160° 170° 180°
直径	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
含水率	38%	55%	33%	50%	46%	66%
酸素透過率	129	123	108	65	114	16.4
レンズカラー	ブルー	ライトグリーン	ライトブルー	ティントブルー	ライトブルー	ライトブルー
レンズ素材	シリコーンハイドロゲル	シリコーンハイドロゲル	シリコーンハイドロゲル	シリコーンハイドロゲル	シリコーンハイドロゲル	2-HEMA
UVカット	○	○	×	○	×	×
ケア用品	-	-	-	2箱購入でケア用品付き	2箱購入でケア用品付き	-



ワンデータイプ 遠近両用レンズ比較表

	デイリーズトータルワン 遠近両用	デイリーズアクア コンフォートプラス マルチフォーカル	ワンデーアキュビューモイスト マルチフォーカル	バイオトゥルー ワンデー マルチフォーカル	ワンデーピュア View Support
メーカー	日本アルコン	日本アルコン	ジョンソン & ジョンソン	ボシュロム	シード
1箱6枚入					
ベースカーブ	8.5	8.7	8.4	8.6	8.8
パワー	+5.00~-10.00 (0.25step)	+5.00~-10.00 (0.25step)	+5.00~-9.00 (0.25step)	+5.00~-6.50 (0.25step) -7.00~-9.00(0.50step)	+5.00~-6.00 (0.25step) -6.50~-12.00(0.50step)
加入度数	LOW (+1.25) MIDDLE (+2.00) HIGH (+2.50)	LOW (+1.25) MIDDLE (+2.00) HIGH (+2.50)	LOW (+0.75~+1.25) MIDDLE (+1.50~+1.75) HIGH (+2.00~+2.50)	LOW (+1.50) HIGH (+2.25)	add +0.50
直径	14.1	14.0	14.3	14.2	14.2
含水率	33%	69%	58%	78%	58%
酸素透過率	156	26.0	33.3	42	42.9
マーキング	-	-	あり	-	あり
レンズカラー	ライトブルー	ライトブルー	ブルー	ライトブルー	ブルー
レンズ素材	シリコーンハイドロゲル	PVA	2-HEMA	2-HEMA	SIB
UVカット	×	×	○	○	○
特徴					

2ウィークタイプ 遠近両用レンズ比較表

	エアオプティクス HG 遠近両用	アキュビューオアシス マルチフォーカル	アクアロックス 遠近両用
メーカー	日本アルコン	ジョンソン & ジョンソン	ボシュロム
1箱6枚入			
ベースカーブ	8.6	8.4	8.5
パワー	+5.00 ~ -10.00 (0.25step)	+5.00 ~ -9.00 (0.25step)	+6.00 ~ -4.50 (0.50step) +4.00 ~ -7.00 (0.25step) -7.50 ~ -10.0 (0.50step)
加入度数	LOW(+1.25) MED(+2.00) HIGH(+2.50)	LOW (+0.75~+1.25) MED (+1.50~+1.75) HIGH (+2.0~+2.50)	LOW (~+1.50) HIGH (~+2.50)
直径	14.2	14.3	14.2
含水率	33%	38%	46%
酸素透過率	138	147	163
マーキング	-	123マーク	-
レンズカラー	ライトブルー	着色あり	-
レンズ素材	シリコーンハイドロゲル	シリコーンハイドロゲル	シリコーンハイドロゲル
UVカット	×	○	×
特徴			

1dayサークルレンズ

商品名	ワンデーアキュビュー ディファイン モイスト	ワンデーアキュビュー ディファイン モイスト フレッシュシリーズ
メーカー	ジョンソンエンドジョンソン	ジョンソンエンドジョンソン
レンズ色	 シック スウィート ブライト チャーム スタイル シャイン スタイル	 フレッシュ グレーゼル フレッシュ ヘーゼル
1箱枚数	30枚入	30枚入
ベースカーブ	8.5	8.5
パワー	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step) ±0.00 +0.50 +1.00	-0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step) ±0.00
直径	14.2	14.2
着色部内径	6.4 6.9 6.7 6.5 6.2 6.6 8.7	5.54
着色部外形	12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 12.7 12.5	13.01
含水率	58%	58%
酸素透過率	33.3	33.3
レンズ素材	2-HEMA	2-HEMA
UVカット	○	○